



Perican® Paed | Produktdatablad

Pediatrisk nål med Tuohy avfasning för kontinuerlig epidural anestesi

Beskrivning

Perican® epiduralnål för barn

- För kontinuerlig och "single-shot" teknik
- Tre olika storlekar att välja mellan (18 G, 20 G, 22 G)
- Tuohy slipning
- Små vingar (18 G, 20 G)
- Transparent hubb
- Mandräng med färgkod
- 5 mm gradering



Typ	Nål Ø (G)	Längd (mm)	Nål ytter Ø (mm)	Längd (Inch)	Avd. fp	Artikelnr.
Perican® Paed epiduralnål med Tuohy avfasning						
	■	22G	50	0.73	2"	25 4502078
	■	20G	50	0.9	2"	25 4502094
	■	18G	150	1.3	2"	25 4502302