


ri-fox N

pulsoximeter

Prisvärd mobil precision!

Snabb och noggrann mätning av puls och syresättning i blodet [%SpO₂] med välbekant **Riester**-kvalitet på bara några sekunder. Värdena är lättavlästa på den gröna LED-displayen. En visuell signal gör det lättare att känna igen signalstyrka och arytmier. Lämplig för sjukhus, läkarmottagningar och användning i hemmet.

- Liten, mobil enhet med integrerad sensor
- Enkel och snabb mätning genom att fästa på fingret
- Ljusstark LED-belysning för god synlighet
- Med visuell pulsindikator
- LED-display visar %SpO₂, flöde och puls
- Indikator för batteristatus
- Batteriernas livstid ca 30 timmar (vid kontinuerlig användning)
- Standard AAA-batterier medföljer, enkla att byta
- Automatisk avstängning efter 8 sekunder
- 30 månaders garanti



ri-fox N pulsoximeter

No. 1905

SpO ₂ mätområde	70 % - 99 %
SpO ₂ upplösning	1 %
SpO ₂ mätnoggrannhet	70 % - 99 %: +/- 3 % <70 % ingen definition
Mätområde pulsslag	30 - 235 bpm
Upplösning pulsslag	1 bpm
Noggrannhet pulsslag	30-100: +/- 2 bpm 101-235: +/- 2 %
Display	LED SpO ₂ , pulsslag, pulssignal, indikerar låg batterinivå
Miljö	Driftstemperatur 5 °C - 40 °C Förvaringstemperatur -20 °C - 55 °C Luftfuktighet vid mätning <= 80%, ingen kondens Luftfuktighet vid förvaring <= 93%, ingen kondens
Strömförsörjning	2 batterier AAA alkalin typ LR03
Batteritid	Ca 30 timmar
Mått	66 x 39 x 32 mm
Vikt	48 g med batterier
Rengöring	Ytdesinfektionsmedel

För hela sortimentet av Riester-produkter, besök gärna riester.de