


November 2012

LINK SWEDEN INFORMERAR

**Art.nr. 05-3008/01 Containersigill med sterilindikator
ersätter**

Art.nr. 05-3008 containersigill utan sterilindikator

Den nya indikatorn levereras i samma förpackningsstorlek som tidigare,
100 st/förpackning



**Den vänstra indikatorn med
det ljusblå sigillet indikerar
att det inte autoklaverats.**

**Den högra indikatorn med
det grå sigillet indikerar
att det har autoklaverats.**

Vid eventuella frågor ring gärna vår produktchef
Gunilla Eriksson 0708-94 44 84 eller klinikens
LINK-representant.

Med vänlig hälsning
LINK SWEDEN