



tg[®] tubgas

Tubulärt fixeringsförband

Ett fint, sömlöst, stickat tubulärt förband med ett otal olika användningsmöjligheter. Mycket komfortabelt och anpassningsbart efter extremiteten. Idealiskt som skydd under gipsförband.

Förbandet består av 67% blekt bomull och 33% viskos.

tg tubgas går att sterilisera (autoklav 121°C).

Artikelnummer 24000-24007 levereras i 20m rullar. Artikelnummer 24030-31 levereras i 10m rullar.

Det finns applikatorer att tillgå.

| Storlek/cm | Passar | Lev.artnr | Avdfp | Trpfp |
|------------|----------------------------------|-----------|-------|-------|
| 1/1,4 | Finger/tå | 24 000 | 1 | 20 |
| 2/2,3 | Fingrar/tår | 24 001 | 1 | 20 |
| 3/3,0 | Fingrar/ barnben | 24 002 | 1 | 10 |
| 5/5,5 | Arm/underben/ barnben | 24 003 | 1 | 10 |
| 6/6,5 | Arm/ Normalt ben | 24 004 | 1 | 10 |
| 7/7,0 | Kraftig arm/ ben/barnhuvud | 24 005 | 1 | 18 |
| 9/8,5 | Kraftigt lår/ huvud/armhåla | 24 006 | 1 | 12 |
| 12/12,0 | Extrastort lår /huvud/barnbål | 24 007 | 1 | 12 |
| K1/16,0 | Liten-mellanstor bål | 24 030 | 1 | 10 |
| K2/21,0 | Stor/extrastor bål | 24 031 | 1 | 10 |