



## tg<sup>®</sup> tubgas

### Tubulärt fixeringsförband

Ett fint, sömlöst, stickat tubulärt förband med ett otal olika användningsmöjligheter. Mycket komfortabelt och anpassningsbart efter extremiteten. Idealiskt som skydd under gipsförband.

Förbandet består av 67% blekt bomull och 33% viskos.

tg tubgas går att sterilisera ( autoklav 121°C).

Artikelnummer 24000-24007 levereras i 20m rullar. Artikelnummer 24030-31 levereras i 10m rullar.

Det finns applikatorer att tillgå.

Storlek/cm	Passar	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
1/1,4	Finger/tå	24 000	1	20
2/2,3	Fingrar/tår	24 001	1	20
3/3,0	Fingrar/ barnben	24 002	1	10
5/5,5	Arm/underben/ barnben	24 003	1	10
6/6,5	Arm/ Normalt ben	24 004	1	10
7/7,0	Kraftig arm/ ben/barnhuvud	24 005	1	18
9/8,5	Kraftigt lär/ huvud/armhåla	24 006	1	12
12/12,0	Extrastort lär /huvud/barnbål	24 007	1	12
K1/16,0	Liten-mellanstor bål	24 030	1	10
K2/21,0	Stor/extrastor bål	24 031	1	10