

Engångs- eller
flergångssystem.
Hygieniskt och
kostnadseffektivt.



Flergångssystem



Engångssystem

Medelas engångs- och flergångssystem

Medela erbjuder ett mycket flexibelt system, FMS, för uppsamling av kroppsvätskor. Medelas engångs- eller flergångssystem kan lätt anpassas till olika applikationer utifrån klinikens behov.

Medelas sugsystem FMS erbjuder fördelar för alla

- ✓ För sjukvårdspersonal: Enkelhet och säkerhet vad gäller hantering, hygien och rengöring.
- ✓ För inköpsansvariga: Flexibelt system vad gäller användning och logistik.
- ✓ För patienten: Ökad patientsäkerhet.

Engångssystemet består av

Sugbehållare.
Sugpåse.

Behållare

Storlek 1,5 och 2,5 liter.
Polykarbonat.
Maximal rengöringstemp 100° C.

Engångs sugpåsar

Storlek 1,5 och 2,5 liter.
Med / utan förtjockningsmedel.
Inbyggt överströmningsskydd och bakteriefilter.



Flergångssystemet består av

Lock.
Enhetlig storlek för alla behållare.
Konisk patientanslutning, 6-10 mm resp 10-14 mm.
Mekaniskt överströmningsskydd.
Autoklaverbart.

Behållare

Storlek 1, 2, 3 och 5 liter.
Polysulfon.
Autoklaverbar.



Kontakta oss – vi hjälper dig gärna.



Medela Medical AB
Box 7266, 187 14 Täby
Tel: 08 - 630 09 40

Fax: 08 - 630 09 48
E-post: info@medela.se
Hemsida: www.medela.se