



SonoPlex

SONOPLEX - STIMKANYL

SonoPlex synlig med "cornerstone" reflektorer, singelshot nål för ultraljudsvägled
nervblockad och stimuleringskabel lämplig för "dual guidance"
Steril för engångsbruk. Latexfri.

Artikelnummer	Modell	Storlek Ga	Längd mm	Avd.förp.
P001185-75	facettslipad - med slang och kabel	24	25	10
P001185-70	facettslipad - med slang och kabel	22	40	10
P001185-74	facettslipad - med slang och kabel	22	50	10
P001185-71	facettslipad - med slang och kabel	22	80	10
P001185-77	facettslipad - med slang och kabel	21	100	10
P001185-72	facettslipad - med slang och kabel	20	120	10
P001185-76	facettslipad - med slang och kabel	20	150	10

Leverantör

PAJUNK®

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, www.meteko.se

2015-01