


# BD™ Pennkanyler



- Samtliga BD™ Pennkanyler är utvecklade med tunnare väggar (Thin wall) 
- Ett komplett sortiment av pennkanyler för att passa alla typer av diabetiker
- Är slipad med speciell teknik, polerad och silikoniserad för att minska smärta vid stick i huden
- Kompatibel med samtliga pennor som används vid diabetesbehandling



Beskrivning		Kanylstorlek yttre diam x längd	Avdelning/ Transport förp.	Artnr. BD	Varunr. Apotek
BD™ Pennkanyler		0,23 mm (32 G) x 4 mm	100/1200	320211	730285
BD™ Pennkanyler		0,25 mm (31 G) x 5 mm	100/1200	320212	246389
BD™ Pennkanyler		0,25 mm (31 G) x 8 mm	100/1200	320213	235473
BD™ Pennkanyler		0,33 mm (29 G) x 12,7 mm	100/1200	320216	296806



## EAN-KODER

## 4 MM

## 5 MM

## 8 MM

## 12,7 MM

Ask (100 st)

0382903202119

0382903202126

0382903202133

0382903202164

Transport frp (1200 st)

50382903202114

50382903202121

50382903202138

50382903202169

### Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Ytbehandling: Silikonolja  
Ansats: Polypropylen  
Kanylskydd: Polyeten + folie-papper  
Lim: Epoxy

### Förpackningsmaterial

Kartong  
Well-papp

CE-märkt enligt  
MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)



Steriliseringmetod  
Gamma



5 år



# BD

BD Medical - Diabetes Care  
Årstaängsvägen 25  
Box 47204  
100 74 Stockholm  
Tel: 08-775 51 00  
Fax: 08-645 08 08  
www.bd.com/se/diabetes