


BD™ Pennkanyler



- Samtliga BD™ Pennkanyler är utvecklade med tunnare väggar (Thin wall) 
- Ett komplett sortiment av pennkanyler för att passa alla typer av diabetiker
- Är slipad med speciell teknik, polerad och silikoniserad för att minska smärta vid stick i huden
- Kompatibel med samtliga pennor som används vid diabetesbehandling



Beskrivning		Kanylstorlek yttre diam x längd	Avdelning/ Transport förp.	Artnr. BD	Varunr. Apotek
BD™ Pennkanyler		0,23 mm (32 G) x 4 mm	100/1200	320211	730285
BD™ Pennkanyler		0,25 mm (31 G) x 5 mm	100/1200	320212	246389
BD™ Pennkanyler		0,25 mm (31 G) x 8 mm	100/1200	320213	235473
BD™ Pennkanyler		0,33 mm (29 G) x 12,7 mm	100/1200	320216	296806



EAN-KODER

4 MM

5 MM

8 MM

12,7 MM

Ask (100 st)

0382903202119

0382903202126

0382903202133

0382903202164

Transport frp (1200 st)

50382903202114

50382903202121

50382903202138

50382903202169

Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål
Ytbehandling: Silikonolja
Ansats: Polypropylen
Kanylskydd: Polyeten + folie-papper
Lim: Epoxy

Förpackningsmaterial

Kartong
Well-papp

CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC
(Klass IIa)



Steriliseringmetod
Gamma



5 år



BD

BD Medical - Diabetes Care
Årstaängsvägen 25
Box 47204
100 74 Stockholm
Tel: 08-775 51 00
Fax: 08-645 08 08
www.bd.com/se/diabetes