

KVALITETS PRESTANDA I EN NITRILHANDSKE

DET BEKYMMERSFRIA VALET... DESIGNAD FÖR ANVÄNDNING UTAV ALLA, ÖVERALLT

HALYARD STERLING* Nitrile Undersöknings Handske erbjuder excellent passform och känsla jämfört med latex. Den nya nitril formulationen ger en utmärkt komfort och elasticitet jämfört med den tidigare produkten utan att ge avkall på barriären och hållbarheten. Produkten uppfyller även AQL 1.0 nivå.

Om du vill standardisera med en undersökningshandske för alla era behov, på hela vårdinrättningen, då är HALYARD STERLING* Nitrile undersökninghandske det rätta valet.

LATEX KVALITÉ I EN LATEX-FRI UNDERSÖKNINGSHANDSKE

Latex allergi är ett bekymmer inom vårdyrket. Med STERLING* Nitrile Undersökningshandskar, har HALYARD tillverkat en latex-fri handske med skyddet, komforten, och känsligheten som latex.

• Skyddet av Nitril

- HALYARD's tillverknings process ökar den tensila styrkan av nitril - kraften som behövs för att bryta handsken - för att öka den redan överlägsna skyddsbarriärens kvalitet.

• Den Taktila Känsligheten av Latex


- Processen tillåter även en minskning av handskens tjocklek, med det menas att mindre styrka behövs för att töja materialet. Detta erbjuder en latex-fri handske med densitet och taktill känslighet av naturgummi.

SPARA PLATS OCH AVFALL

Standard STERLING* Nitrile Undersöknings handskar kommer nu i plats besparande förpackningar om 200st per avd. förpackning. Detta innebär 50% besparing i lagerutrymmet och transporter jämfört med mest förekommande förpackningar. Detta medför betydande tidsbesparing med byten av förpackningar i dispenserhållare på avdelningen. Mängden avfall blir betydligt mindre.

SMARTPULL* DISPENSER BOX

SMARTPULL dispenser box innehåller två separata öppningar. Den första, mindre öppningen används i början så att man får rätt antal handskar ut från förpackningen. När man har använt hälften av handskarna öppnas den andra perforeringen för att lätt komma åt resterande handskar.



200 styck per box
Sparar plats och avfall!

STERLING*

Nitrile Exam Gloves

Kvalitets standarder

Uppfyller eller överstiger EN455 och ASTM D 6319 standarder för medicintekniska handskar
Uppfyller standarden för livsmedelshantering och testats enligt EN 374

Biokompatibel enligt fastställda värden för primär hudallergi, upprepad exponering samt Hemmolys test

Obs: Alla specifikationer kan ändras utan att det meddelas

Övriga fördelar:

- Funktion på dispenser förpackningen – rätt antal produkter
- Förbättrad komfort och elasticitet
- Ännu bättre kvalitet med AQL 1.0 enligt EN455

Produkt specifikationer

Mått – tjocklek	MM
Långfinger:	0.09
Handflata:	0.08
Krage:	0.06
Längd	240 mm
Xtra'	305 mm

Fysiska egenskaper

Före åldrandet	
Brottgräns:	8.0 N
Maximal sträckning:	580%

Efter åldrandet	
Brottgräns:	8.0 N
Maximal sträckning:	550%

ORDER INFORMATION

STERLING NITRILE*

Längd: 240 mm

XTRA - Längd: 305 mm

PRODUKT	STORLEK	HANDSKAR/BOX	BOX/FÖRP	PRODUKT	STORLEK	HANDSKAR/BOX	BOX/FÖRP
13938	X-small	200	10	44286	X-small	100	10
13940	Small	200	10	44287	Small	100	10
13941	Medium	200	10	44288	Medium	100	10
13942	Large	200	10	44289	Large	100	10
13943	X-large	170	10	44290	X-large	100	10

För ytterligare information:

Vingmed AB

Tel: 08-583 593 00

Fax: 08-583 570 10

order@vingmed.se

