



Dubbel Swivel

Dubbel Swivel

Dubbel Swivel med 9 mm port för endoskopi och 3,5 mm port för sugkatater (förslutningsbar).
Kopplingar 22 / 22 - 15
Osteril, latex- och PVC-fri.

Artikelnummer	Längd mm	Dead-space	Vikt g	Avd. förp.
HU-23412	45	6,5 ml	9,7	20

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 08-88 03 60, www.mediq.se, marknad@mediq.com

2015-01