

 **smith&nephew**

**PRIMAFIX<sup>®</sup>**

Hypoallergenic Non-Woven  
Retention Sheet

## Formbart adhesivt fixeringsförband

Hudvänligt, bekvämt och kostnadseffektivt


# PRIMAFIX<sup>◊</sup> ett mycket formbart adhesivt fixeringsförband

PRIMAFIX är ett mycket formbart non-woven fixeringsförband täckt med en lågallergen häftmassa av akrylat. PRIMAFIX ger pålitlig fixering och tillåter att leder täcks utan att begränsa rörligheten och kombinera därigenom säkerhet med komfort för patienter. Bandaget är genomsläppligt för luft och vattenånga så att huden under kan andas. PRIMAFIX är även röntgen-genomtränglig och stör därför inte röntgenundersökningar.

## Indikationer

Säker fixering av primärförband, speciellt över leder eller områden på kroppen med mycket konturer. Ger pålitlig fixering av kateter eller dränageslangar.

## Bruksanvisning



Det tryckta rutmönstret (1 cm rutbredd) på bärarpappret underlättar mätning och kapning av önskad längd.

Detta appliceringssystem ger enkel och säker applicering för användaren.



## Beställningsinformation

Art nr	Storlek	Fp/st	Trp/st
66800151	5cm x 10m	1	12
66800152	10cm x 10m	1	12
66800153	15cm x 10m	1	12
66800154	20cm x 10m	1	12

**Wound Management**  
Smith & Nephew AB  
P.O. Box 143  
Kråketorpsgatan 20  
SE-431 22 MÖLNDAL

[www.smith-nephew.com/wound](http://www.smith-nephew.com/wound)

◊Trademark of Smith & Nephew  
© Smith & Nephew July 2010  
23058

T +46 31 746 58 00  
F +46 31 87 05 31