

Andningssystem för barn

Intersurgical erbjuder ett flexibelt sortiment andningssystem för barn. Sortimentet innefattar slangar med diametern 10mm och 15mm, både som enskilda slangar och i kil med handventilationsslang och blåsa. Slangsystemen finns i flertalet olika längder för att möta olika kliniska behov. Samtliga system är PVC-fria.

Majoriteten av Intersurgicals slangsystem för barn är tillverkade i slangmodellerna Flextube™ och Compact™


Flextube™

Flextube™ är en slangmodell med veckad slang av hög kvalitet. I denna modell finns slangar i både 10- och 15mm i diameter och i flertalet olika längder. Det finns system med svivel, med och utan knä och samplingport samt i kit med handventilationsslang och blåsa.

Compact™

Compact™ är en utdragbar slang med låg vikt. Slangen levereras i kompakt form för att enkelt dras ut till önskad längd för att möta olika kliniska behov. Barnsortimentet innefattar 15mm slangar och erbjuds i olika längder samt i kit med handventilationsslang och blåsa.

10mm andningssystem Flextube™



 Illustrerad produkt

Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
 6202003	10mm andningssystem med veckad slang 1,6m med vinklat löstagbart y-stycke 1 5F (samplingport)	10 st
6203008	10mm andningssystem med veckad slang 1,6m med vinklat y-stycke 22M/15F (svivel och samplingport)	10 st
6203018	10mm andningssystem med veckad slang 2,0m med rakt y-stycke 22M/15F (svivel)	10 st
6203011	10mm andningssystem med veckad slang 2,4m med rakt y-stycke 22M/15F (svivel). Inklusive handventilationsslang 1,5m, och 0,5 liter andningsblåsa	12 st
6203014	10mm andningssystem med veckad slang 3,6m med vinklat y-stycke 22M/15F (svivel)	12 st

15mm andningssystem Flextube™



Illustrerad produkt

Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
2142000	15mm andningssystem med veckad slang 1,6m med knä (samplingsport)	10 st
2142014	15mm andningssystem med veckad slang 1,6m med knä (samplingsport) inklusive handventilationsslang 1,3m och 1 liter andningsblåsa	12 st
2142053	15mm andningssystem med veckad slang 2,0m med rakt y-stycke	15 st
2142005	15mm andningssystem med veckad slang 2,4m med knä (samplingsport)	12 st
2142003	15mm andningssystem med veckad slang 3,2m med knä	10 st

15mm andningssystem Compact™



Illustrerad produkt

Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
2162000	15mm utdragbart andningssystem 2,0m med knä (samplingport)	70 st
2163000	15mm utdragbart andningssystem 3,0m med knä (samplingport)	40 st
2164000	15mm utdragbart andningssystem 2,0m med knä (samplingport) inklusive handventilationsslang 1,5m och 1L blåsa	35 st



Intersurgical AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige
T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



The manufacturer Intersurgical Ltd is certified to ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 and ISO 14001:2015



The distributor Intersurgical AB is certified to ISO 9001



UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Benelux • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia • Czech Republic
Turkey • South Africa • China • Japan • Taiwan • Philippines • USA • Canada • Colombia • Australia