



Compact™

Utdragbart andningssystem för vuxna och barn



Anestesi • Andningssystem för Anestesi

Compact™ utdragbara andningssystem

Kompakt utformning

Tack vare unik design kan Compact komprimeras till nästan en femtedel av sin utdragbara längd. Andningssystemen levereras komprimerade vilket gör att varje låda innehåller ett stort antal produkter. Det sparar utrymme och ger en kostnadseffektiv lösning jämfört med andra andningssystem. En standardleverans av Compact kan motsvara förbrukning motsvarande tre extra veckor för ett sjukhus.

- Fler andningssystem per förpackning
- Kräver mindre förrådsutrymme
- Sänker fraktkostnaderna
- Producerar mindre avfall

Lågt flödesmotstånd

Utformad för att skapa laminärt gasflöde med lågt flödesmotstånd. Fullt utdragen Compact ger ett flödesmotstånd på 1,0cm H₂O/meter vid 60L/min.

Låg vikt

Väger mindre än motsvarande utdragbara system vilket minimerar belastningen på ET-tub, trach eller annan utrustning som har direktkontakt med patienten.

Liten compliance (eftergivlighet)

Compliance på ett fullt utdraget system är 4,4ml/kpa per meter vilket är lägre än vad som krävs i ISO-standard 5367:2000.

Längden kan anpassas


Compact levereras i komprimerad form för att enkelt dras ut till önskad längd för kliniska behov.

Lätt att positionera och placera

Compact kan positioneras och vinklas efter de önskemål och behov som passar patienter och personal bäst. Idealt för användning vid kirurgi i huvud och nacke då slangarna behöver hållas bort från patienten och utan behov av ytterligare flexluber och kopplingar.



Andningssystem för vuxna



👁 Systemet på bilden

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
2150000	22mm Compact, utdragbart andningssystem med knä och port, 1.5m	70
👁 2151000 (S*)	22mm Compact, utdragbart andningssystem med knä och port, 2.0m	70 (20*)
2151003	22mm Compact, utdragbart andningssystem med knä och port, avtagbart y-stycke, 2.0m	125
2151010	22mm Compact, utdragbart andningssystem med knä och port, 2.0m	25
2158000	22mm Compact, utdragbart andningssystem med knä och port, 3.0m	40
2157001	22mm Compact, utdragbart andningssystem med knä och port, avtagbart y-stycke, 3.0m	30
1526000	22mm Compact, utdragbar enkelslang 2.0m	100
2157008	22mm Compact, utdragbar enkelslang 3.0m	50


Förfrågan

🅈 Finns som sterilt alternativ

(S*) Lägg till bokstaven S till artikelnumret för att beställa sterila produkter. tex. 5000000S (förpackningsstorlek på sterilt alternativ inom parentes)



Andningssystem för vuxna i färdigt kit med 3L andningsblåsa




Förfrågan

Systemet på bilden

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
2152000	22mm Compact™, utdragbart andningssystem med 3L andningsblåsa och 1.5m slang, 2.0m	35
2153000	22mm Compact™, utdragbart andningssystem med 3L andningsblåsa, filter och 1.5m slang, 2.0m	35

Andningssystem för vuxna i färdigt kit med 2L andningsblåsa




Förfrågan

Systemet på bilden

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
2154000 (S*)	22mm Compact™, utdragbart andningssystem med 2L andningsblåsa och 1.5m slang, 2.0m	35 (20*)
2154011	22mm Compact™, utdragbart andningssystem med 2L andningsblåsa och 1.5m slang och vinkelkoppling till Aisys™, 2.0m	35
2156000	22mm Compact™, utdragbart andningssystem med 2L andningsblåsa och 1.5m slang, 3.0m	25
2157000	22mm Compact™, utdragbart andningssystem med 2L andningsblåsa och 2.0m slang, 3.0m	25
2150001	Compact slang med 2L andningsblåsa till manuell ventilation, 1.5m	70
2150004	Compact slang med 2L andningsblåsa och vinkelkoppling till Aisys™ till manuell ventilation, 1.5m	50

Andningssystem för vuxna, med vattenfällor



Förfrågan

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
2155000	22mm Compact, extendable breathing system with two re-sealable water traps and 1.5m limb, 3.0m	12
2155001	22mm Compact, utdragbart andningssystem med två självförslutande vattenfällor och 1.5m slang samt 2.0L andningsblåsa, rakt y-stycke, 3.0m	12
2155006	22mm Compact, utdragbart andningssystem med två självförslutande vattenfällor, rakt y-stycke, 3.0m	15


S Finns som sterilt alternativ

(S*) Lägg till bokstaven S till artikelnumret för att beställa sterila produkter. tex. 5000000S (förpackningsstorlek på sterilt alternativ inom parentes)

Compact™ Andningssystem till barn

Compact levereras komprimerade vilket gör att varje förpackning innehåller ett stort antal produkter. Det sparar utrymme och ger en kostnadseffektiv lösning jämfört med andra andningssystem. En standardleverans av Compact kan motsvara förbrukning motsvarande tre extra veckor för ett sjukhus.*

Andningssystem för barn




Systemet på bilden

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
2161000	15mm Compact för barn, utdragbart andningssystem med knä och port, 1.5m	85
2162000	15mm Compact för barn, utdragbart andningssystem med knä och port, 2.0m	70
2163000	15mm Compact för barn, utdragbart andningssystem med knä och port, 3.0m	40

Förfrågan

Andningssystem med 1L andningsblåsa för barn



Systemet på bilden

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
2164000	15mm Compact för barn, utdragbart andningssystem med knä och port samt 1L andningsblåsa, 1.5m slang, 2.0m	35
2165000	15mm Compact för barn, utdragbart andningssystem med luerport på knä samt 1L andningsblåsa, 1.5 slang, 3.0m	25

Förfrågan

* Jämförelse mellan 2150000 och Flextube™ 2000000, baserat på avdelning med fyra salar där andningssystemen byts dagligen.

Please think before you print Save energy and paper. If you must print this information sheet please print it double sided.



Intersurgical AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige
T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



The manufacturer Intersurgical Ltd is certified to ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 and ISO 14001:2015



The distributor Intersurgical AB is certified to ISO 9001

IS5.4 SE • Issue 6 02.18

UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Benelux • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia • Czech Republic
Turkey • South Africa • China • Japan • Taiwan • Philippines • USA • Canada • Colombia • Australia