

# ClearFlex™ silikonmask

Flergångs

ClearFlex™ består av silikon och kommer i en traditionell anatomisk utformning. Maskerna har god synbarhet och är autoklaverbara upp till 137 grader Celsius. Då de är gjorda på silikon är de helt latexfria.



## Beställningsinformation

Artikelnummer	Benämning	Storlek	Koppling	Antal/fp
8749000	ClearFlex silikonmask, anatomisk	0	22F	1 st
8749001	ClearFlex silikonmask, anatomisk	1	22F	1 st
8749002	ClearFlex silikonmask, anatomisk	2	22F	1 st
8749003	ClearFlex silikonmask, anatomisk	3	22F	1 st
8749004	ClearFlex silikonmask, anatomisk	4	22F	1 st
8749005	ClearFlex silikonmask, anatomisk	5	22F	1 st
8749006	ClearFlex silikonmask, anatomisk	6	22F	1 st



Gävlegatan 18B • 113 30 Stockholm  
Tel: 08 514 30 600 • Fax: 08 514 30 620 • E-post: info@intersurgical.se

[www.intersurgical.se](http://www.intersurgical.se)