

ClearFlex™ silikonmask

Flergångs

ClearFlex™ består av silikon och kommer i en traditionell anatomisk utformning. Maskerna har god synbarhet och är autoklaverbara upp till 137 grader Celsius. Då de är gjorda på silikon är de helt latexfria.



Beställningsinformation

Artikelnummer	Benämning	Storlek	Koppling	Antal/fp
8749000	ClearFlex silikonmask, anatomisk	0	22F	1 st
8749001	ClearFlex silikonmask, anatomisk	1	22F	1 st
8749002	ClearFlex silikonmask, anatomisk	2	22F	1 st
8749003	ClearFlex silikonmask, anatomisk	3	22F	1 st
8749004	ClearFlex silikonmask, anatomisk	4	22F	1 st
8749005	ClearFlex silikonmask, anatomisk	5	22F	1 st
8749006	ClearFlex silikonmask, anatomisk	6	22F	1 st



Gävlegatan 18B • 113 30 Stockholm
Tel: 08 514 30 600 • Fax: 08 514 30 620 • E-post: info@intersurgical.se

www.intersurgical.se