

# Larynsmask Solus

En standardlarynsmask i ett brett sortiment

## Solus standard

Solus är en engångs larynsmask utformad för båda anestesi och akutmedicin. Den har en klassisk kuffutformning för optimal anatomisk passform. Storleksmarkeringar finns både på skaftet och ballong. Den finns i sju storlekar allt från neonatal till vuxen.



8005000	8004000	8003000	8025000	8002000	8015000	8001000
20 st/fp	20 st/fp	20 st/fp	20 st/fp	20 st/fp	20 st/fp	20 st/fp
Stl. 5	Stl. 4	Stl. 3	Stl. 2,5	Stl. 2	Stl. 1,5	Stl. 1
>70 kg	50-70 kg	30-50 kg	20-30 kg	10-20 kg	5-10 kg	<5 kg

## Solus armerad

Solus armerad har samma klassiska utformning som Solus standard, men är förstärkt i skaftet. Förstärkning gör larynsmasken flexibel och eliminerar risken att den kinkar sig samt möjliggör att den går att flyttas under användandet.



8005001	8004001	8003001	8025001	8002001
20 st/fp	20 st/fp	20 st/fp	20 st/fp	20 st/fp
Stl. 5	Stl. 4	Stl. 3	Stl. 2,5	Stl. 1
>70 kg	50-70 kg	30-50 kg	20-30 kg	10-20 kg

## Solus MR-säker

Solus MRI-säkra modell går att användas utan att interferera med magnetröntgen. Förpackningen är tydligt märkt "MR-kompatibel" och nippeln för kuffen samt ventilkolven är gula för att särskilja modellen ytterligare från de övriga.



8005002	8004002	8003002	8025002	8002002	8015002	8001002
20 st/fp	20 st/fp	20 st/fp	20 st/fp	20 st/fp	20 st/fp	20 st/fp
Stl. 5	Stl. 4	Stl. 3	Stl. 2,5	Stl. 2	Stl. 1,5	Stl. 1
>70 kg	50-70 kg	30-50 kg	20-30 kg	10-20 kg	5-10 kg	<5 kg



Gävlegatan 18B • SE-113 30 Stockholm • Sweden

Tel: +46 (0)8 514 30 600 • Fax: +46 (0)8 514 30 620 • E-post: kundtjanst@anmedic.se

[www.intersurgical.se](http://www.intersurgical.se)