


Monitorerings slang

Monitorerings slang i olika längder för användning mellan patientändan av andningssystemet till anestesi maskinen. Till för mätning av koldioxid vid anestesi, och kopplas mot en luerport respektive maskinens monitoreringskoppling. Slangen är tillverkad i dubbla lager för att vara diffusionstät för anestesi gaser. Innerdiameter är 1,2 mm på samtliga storlekar.



Beställningsinformation

Artikelnummer	Benämning	Koppling	Antal/fp
2734000	Monitorerings slang 3,0 m	hane-hane	30 st
2732000	Monitorerings slang 2,45 m	hane-hane	20 st
2725000	Monitorerings slang 1,8 m	hane-hane	20 st
2731000	Monitorerings slang 1,8 m	hane-hona	20 st
2737000	Monitorerings slang 0,7 m	hane-hane	40 st



Gävlegatan 18B • 113 30 Stockholm
Tel: 08 514 30 600 • Fax: 08 514 30 620 • E-post: info@intersurgical.se

www.intersurgical.se