

Pediatrisk 2-lumen CVK, 4 Fr, 8 cm 2x22 G., Art.nr: CS-15402-E

Från Arrow-Teleflex/Vingmed AB

Komplett set med:

- 1 Ledare 0.46 mm x 45 cm med rak mjuk tip/ J-tip och med Arrow Advancer
- 1 Fixeringsvinge (fast och mobil)
- 1 Introduktionskanyl 21 G x 3,81 cm (tunn vägg)
- 1 Kateter 22 G över 25 G introd.kanyl. 4,45 cm
- 2 Dilatator
- 1 Spruta 5 ml luer-slip

Lumen / volym / flöde

- Distal 22 G./ 0.25 ml / 540 ml/h
- Proximal 22 G./ 0.30 ml / 950 ml/h

Avdelningsförpackning: 5 st

Transportförpackning: 5 st

Standarder:

Katetrarna är uppfyller kraven i ISO 10555-3 och ISO 10555-1.

Latexfri



Tillbehör




Kateter med klämmor och injektionsproppar



Ledare med enhands-mataren Arrow Advancer.



Kort seldingerkanyl



Blue-Flex-Tip extra mjuk spets



Kateter över kanyl