

Pediatrisk 2-lumen CVK, 5 Fr, 130 mm 1x20 G., 1x18 G, Art.nr: CS-14502

Från Arrow-Teleflex/ Vingmed AB

Komplett set med:

- 1 Ledare 0,53 mm x 45 cm med rak mjuk tip/ J-tip och med J-uträtare
- 1 Dilatator
- 1 Introduktionskanyl 20 G x 3,81 cm
- 1 Kateter 20 G över 22 G introducer kanyl. 4,45 cm
- 1 Fixerings vinge (fast och mobil)
- 1 Spruta 5 ml

Lumen/ volym/ flöde

- Distal 18 G./ 0,30 ml/ 1600 ml/h
- Proximal 20 G./ 0,32 ml/ 1000 ml/h

Avdelningsförpackning: 5 st

Transportförpackning: 5 st

Standarder:

Katetrarna uppfyller kraven i ISO 10555-3 och ISO 10555-1.

Latexfri



Tillbehör + en extra dilatator




Kateter med klämmor och injektionsproppar



Ledare med uträtare



Kort Seldinger kanyl



Blue Flex Tip extra mjuk spets



Kateter över kanyl