


Specialaggregat



Infusionsaggregat med inbyggd R-Lock backventil



Bilden visar exempel på luftat infusionsaggregat med R-Lock backventil och löstagbar 3-v kran med förlängning

Tack vare **CODAN**'s mångåriga erfarenhet och kunskap gällande tillverkning av produkter för infusionsterapi kan vi snabbt och säkert anpassa oss till marknadens önskemål och specifika behov. Det gör att vårt breda sortiment av infusionsaggregat ständigt och kontinuerligt utökas.

Efter kunders önskemål finns numera våra infusionsaggregat i modeller med ex inbyggd 3-v kran med förlängningsslang som ger en förenklad hantering och minimerar behovet av egna av användaren hopbyggda konstruktioner. En annan säkerhetslösning är aggregat med integrerad envägsventil - **R-Lock** - som förhindrar risken med backflöde, speciellt lämpat vid parallellinfusioner. Lägg därtill vår unika Rullock roterbara koppling mot patientens infartskanyl och vårt sk Flowstop som eliminerar risken för läckage och kontamination av luerkopplingen - så har du både ett säkert och användarvänligt infusionsaggregat.

PVC-fritt material eller PVC non-DEHP - valet är Ditt!

Vad Du än väljer får Du ett infusionsaggregat som dessutom har vår välkända patenterade rullklämma - detta gör att Du som användare kan garantera en lätt inställbar, säker och konstant droptakt - allt för Dig och Dina patienters säkerhet.

Infusionsaggregat med inbyggd R-Lock backventil



Samtliga produkter är tillverkade med fast integrerad R-Lock - vår unika backventil. En extra säkerhet för att förhindra back- flöde i systemet, speciellt lämpat vid parallel- infusioner. R-Lock öppnar i flödesriktningen och stänger automatiskt vid backflöde. Vid parenterala nutritionslösningar och lipider rekommenderas maximalt 72 timmars användning. Tål ett maximalt tryck på 6,5 bar.

Luftade infusionsaggregat -För användning till rigida plastbehållare eller glasflaskor, vid flexibla infusionspåsar stänges luckan. Standardlängd 175cm eller X-tra lång 300cm - exklusive löstagbar 3-v kran m 15cm förlängning. Alla med R-Lock backventil.

Transfusionsaggregat -Enkel eller dubbel modell. Xtra stor filtervolym på det dubbla (går även få på enkelmodell) Båda med R-Lock backventil.

Doseringsaggregat -Kammarvolym 150ml. Mikrodropp med 60 dr/ml. R-Lock backventil. En modell med löstagbar 3-v kran med förlängning.

Mix-Ad blandningsaggregat antibiotika -Mono eller Duo-set. Med eller utan integrerad 3-v kran.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjuktgörare
Luftade infusionsaggregat med R-Lock								
434479	Inf agg L86 m luften m backventil		100	3600	J	N	S	TOTM
434477	Inf agg L86 m luften 320cm m backventil		100	3600	J	N	S	TOTM
434483	Inf agg L86 m luften m backventil+löstb 3-v-kran m 15cm slang		100	3600	J	N	S	TOTM
434481	Inf agg L86 m luften 320cm m backventil+löstb 3-v-kran m 15cm		100	3600	J	N	S	TOTM
434538	Inf agg V86 m luften+ventil m backventil		100	3600	J	N	S	TOTM
434478	Inf agg V86 m luften+ventil 320cm m backventil		100	3600	J	N	S	TOTM
434482	Infagg V86 luften+ventil 320cm m backv+lös 3-v-kran m 15cm sl		100	3600	J	N	S	TOTM
434484	Infagg V86 m luften+ventil m backv+löst 3-v-kran m 15cm slang		100	3600	J	N	S	TOTM
434485	Infagg L86 backv lös 3-v-kr SWAN-LOCK®+15cm Y-SWAN-LOCK® blå		100	3600	J	N	S	TOTM
Transfusionsaggregat med R-Lock								
455552	Transf agg B93 m backventil		100	3600	J	N	S	TOTM
531014	Transf agg B93 Y-grenad m backventil		60	3780	J	N	S	TOTM
454809	Transf agg B93 m backventil green line®		100	3600	J	J	S	NEJ
454810	Transf agg B93 250cm m backventil green line®		100	3600	J	J	S	NEJ
Doseringsaggregat med R-Lock								
594029	Doserings agg mikrodropp 60dr/ml m backventil		12	756	J	N	S	TOTM
594030	Doserings agg mikrodropp 60dr/ml backv+lös 3-v-kran m 15cm		12	756	J	N	S	TOTM
Mix-Ad blandningsaggregat för antibiotika								
251073	Blandn agg Mono-Set m backventil	100	100	3600	J	N	S	TOTM
251075	Blandn agg Mono-Set m backventil+3-v-kran	100	400	3200	J	N	S	TOTM
251124	Blandn agg Duo-Set Y-grenad m backventil		15	960	J	N	S	TOTM
251126	Blandn agg Duo-Set Y-grenad m backventil+3-v-kran		15	960	J	N	S	TOTM
Infusionsaggregat m R-Lock PVC-fritt material								
374818	Inf agg B86 m backventil green line®		100	3600	J	J	S	NEJ
374820	Inf agg B86 m backventil+löstb 3-v-kran green line®		80	2880	J	J	S	NEJ
374821	Inf agg B86 m 3-v-kran m 15cm slang green line®		80	2880	J	J	S	NEJ
434831	Inf agg V86 luften+ventil m backventil green line®		100	3600	J	J	S	NEJ
434843	Inf agg L86 m stängd lucka 300cm m backventil green line®		100	3600	J	J	S	NEJ
434844	Inf agg L86 m stängd lucka m backventil green line®		100	3600	J	J	S	NEJ
434845	Inf agg L86 m stängd lucka m löstb 3-v-kran m 15cm sl green		100	3600	J	J	S	NEJ
434850	Inf agg L86 m stängd lucka 300cm m fast 3-v-kran backv green		100	3600	J	J	S	NEJ
434851	Inf agg L86 m stängd lucka fast 3-v-kran backventil green I		100	3600	J	J	S	NEJ