

Artikelnummer 5635



Gastro

## Papptallrik, ABENA Gastro, Ø23cm, vit, papp, kaolinbeläggning

- ✓ Ekonomisk
- ✓ För engångsbruk



### Produktbeskrivning

Papptallrik med god kvalitet. Kan användas för alla tillfällen där disk vill undvikas. Tallriken är nedbrytbar eftersom den inte är laminerad.



### Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Papptallrik
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Gastro
Färg	Vit
Egenskaper	Kaolinbeläggning
Material	Papp
Diameter	23 cm
Vikt, netto	10.1 g
Vikt, brutto	10.1 g
Tjocklek	230 g/m <sup>2</sup>
Märkningar	Livsmedelsgodkänd
Direktiv, förordningar och lagstiftning	(EG) nr 1935/2004, (EG) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Säkerhetsanvisningar och varningar	Får inte användas i vanlig ugn eller mikrovågsugn.
Temperaturlöslighet	För alla typer av livsmedel, utom livsmedel som innehåller alkohol, vid temperaturer upp till 70 °C i max 2 timmar.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

### Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	500 st	40.5 cm	24.5 cm	24.5 cm	5703538935916
fp	100 st	23 cm	23 cm	6.5 cm	5703538935893
st	1 st				



Glasgaffelsymbolen garanterar att produkterna lever upp till de krav som ställs i den europeiska lagstiftningen för material i kontakt med livsmedel. Symbolen är obligatorisk för produkter som kommer i kontakt med livsmedel.



Produkten är tillverkad av kartong.