

## Superset™ utdragbar flex tub

Superset™ är en utdragbar flex tub som går att justera i längd och position efter behov. I och med detta kan dödvolymer (dead space) justeras från 20 ml till 40 ml (produkt 3504000: 15-36 ml) och längden mellan 70 mm till 150 mm (mått exklusive kopplingar).

Utbudet av Superset™ är brett och det går att få den med fast knä, knä med dubbel swivel och en variation med portar. Alla Intersurgicals portlock är fixerade på kopplingen för extra säkerhet. Knän med dubbel öppning kan användas både för sugning och bronkoskopi.



Artikel	3504000 (S*)
Förp.	75 (75*)

Artikel	3502000 (S*)
Förp.	75 (40*)

Artikel	3514000 (S*)
Förp.	75 (40*)

Artikel	3512000
Förp.	75


Artikel	3520000 (S*)
Förp.	75 (40*)

Artikel	3521000 (S*)
Förp.	75 (40*)


Sterilt alternativ finns


(S\*) Lägg på ett S på de sjuifriga artikelnumret för att få den sterila versionen av produkten, exempelvis 3504000S (förpackningsstorlek för den sterila produkten finns inom parantes).

## För barn

	
Artikel	3504006
Förp.	60



	
Artikel	3535000
Förp.	15

	
Artikel	3534000
Förp.	25



Svärdvägen 3A • 182 33 Danderyd  
Tel: 08 514 306 00 • E-post: info@intersurgical.se

[www.intersurgical.se](http://www.intersurgical.se)