



DAX Automatiska dispenser vit

Dispenser



DAX Automatiska dispenser är användbar i alla sammanhang där det dagliga arbetet kräver god handhygien. Produkten doserar automatiskt i händerna när man sätter dem under dispensern. Två doser ger korrekt mängd handdesinfektion då varje dos utger ca 1,5 ml.

Användningsområde	Lämplig inom hälso- tand och sjukvården, inom barnomsorgen, veterinärkliniker eller på restauranger och matsalar.
Produktegenskaper	<p>Livslängd: 250 000 doseringar Drift: 4 st AA-batterier (1,5 V). Batteri medföljer ej. För bästa drift rekommenderas lithium batterier. Laddningsbara batterier fungerar inte i dispensern. Batteritid: Batterierna behöver bytas ca en gång per år eller i intervaller om 10 000 pumpningar</p> <p>Tillbehör: C139 droppbricka som monteras separat under dispensern. 603023 Golvställ inkl. droppbricka</p>
Bruksanvisning	<p>Fylls med DAX Clinical Handdesinfektion, art.nr: AD723-8 eller DAX Allroundtvål oparfymerad, art.nr: AD460 Rengöring: Dispenserhuset kan vid behov diskas i 90 grader under 3 min</p> <p>OBS! Man EJ ska avlägsna refillens pappkartong!</p>
Tillverkningsland	DANMARK

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN
1 x 1 st		AD139	7331964001394



Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.