

Palmsat 2500/2500A

Handhållen pulsoximeter - finns med och utan larm

Nonin Palmsat 2500 är en handhållen pulsoximeter, utvecklad för professionell användning. Nonin Palmsat 2500 är batteridrivnen och designad för mobil användning i ambulanser, sjukhus, primärvården mm.

Palmsat 2500A har inbyggda larmfunktioner. LED-display och två-knapps funktion gör Palmsat 2500 mycket användarvänlig. Kan användas på både barn och vuxna.

- Användarvänlig med två knappar och tydlig display
- 72 timmars minne
- Finns både med och utan larm
- Avancerad PureSAT teknologi säkrar korrekt mätning i alla situationer
- Lång batteritid: 2500: 80 timmar, 2500A: 60 timmar
- Dockningsstation med laddare finns som tillbehör
- Stort utbud av sensorer och kabellängder
- Levereras med AA batterier och någon av följande sensorer: Soft Sensor M 8000SM, Adult Finger Clip 8000AA och Pediatric Finger Clip 8000AP
- 3 års garanti

Alla produkter från Nonin tillverkas i USA och är garanterat fria från latex och bly.



Tillbehör




Soft Sensor Large
8000SL



Soft Sensor Medium
8000SM



Soft Sensor Small
8000SS



Ear Clip
8000Q2



Pediatric Finger Clip
8000AP



Adult Finger Clip
8000AA



Engångssensorer
Fler modeller



Väska
2500CC



NONIN 1000 USB
1000USB



Docknings/laddningsstation
2500C-univ