

Surgifix LF

Surgifix Zerolates är ett unikt elastiskt tubformat nät – lätt, mjukt och andningsbart. Det är den idealiska lösningen för fixering av förband – dess unika struktur gör den lämplig för alla delar av kroppen, vilket säkerställer perfekt fixering av förbandet under idealisk kompressionsgrad och därmed en oöverträffad patientkomfort.

Funktioner & fördelar

- Finns i flera olika storlekar
- Kan klippas till önskad längd
- Vit med färgad kant
- Latexfritt

Material & Mått

- 86% polyamid
- 14% elastomer

25 meter på rulle i kartong.



Art.nr	Beteckning	Bredd (osträckt)	Färgrand
250001	A	1,2 cm	Ljusblå
250002	B	2,3 cm	Grön
250003	C	3,4 cm	Gul
250004	D	4,4 cm	Brun
250005	E	5,6 cm	Violett
250006	F	7,2 cm	Orange
250007	G	8,0 cm	Roströd
250008	H	10,1 cm	Röd
250009	I	13,5 cm	Mörkblå

