

CV3808 Kateterventil**Tillverkare**

COLOPLAST A/S

Distributör

COLOPLAST A/S

CE-klass

I (Regel 1)

Sterilisering

Steril; engångsbruk
Steriliserad med etylenoxid (EO)

Indikationer

Avsedd för att ansluta till en kvarliggande kateter och används till att tömma urinen antingen direkt i toaletten eller i en urinpåse ansluten till ventilen.

Förpackning

Bruksenhet	1 kateterventil i en påse Påse : 70 x 180 mm
Orderenhet	10 st per kartong Kartongstorlek:140x55x200 (mm)

Referenser**Artikelnummer**

CV3808

Beskrivning

Kateterventilen används för stängning och tömning av kvarliggande urinkateter när t.ex. blåstråning ordinerats. Ventilen ger ett slutet system och stängs enkelt med ett enhandsgrepp även hos personer med svag handfunktion. Urinuppsamlingspåse kan anslutas i den andra ändan. Ventilen appliceras på katetern och bytes enligt lokala riktlinjer och rekommendationer. Kan användas max 12 veckor.

Material: Matrialet i kateterventilen är PE-plast, PP-plast och silikon.

Latex och PVC-fri

Hållbarhet

5 år i obruten förpackning

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.



Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2012.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
www.coloplast.se