

## Förvaringsask

Plastask för gelskenor och bettskenor.

		Art nr
Ask blandade färger	st	731 085



## Munskärmar

		Art nr
OS I Standard hård 22,5 mm radie	st	993 003
OS II Standard hård 30 mm radie	st	993 004
OS SI Standard mjuk 22,5 mm radie	st	993 303
OS SII Standard mjuk 30 mm radie	st	993 304



## Servetthållare

		Art nr
Röd silikonöverdragen servetthållare	st	621 440
Gul silikonöverdragen servetthållare	st	621 441
Grön silikonöverdragen servetthållare	st	621 442
Blå silikonöverdragen servetthållare	st	621 443



## Jumbo Servetthållare

		Art nr
Röd	st	621 435
Violett	st	621 439
Vit	st	621 433
Gul	st	621 434

