


# BD Vacutainer® Safety-Lok™ venprovtagningsset



## BD Vacutainer™ Safety-Lok™ är vingkanyler som används för provtagning på barn och svårstuckna patienter:

- har ett inbyggt kanylskydd som permanent kapslar in den kontaminerade kanylen efter användning
- minskar enligt studier antalet stickskador till en tiondel
- minskar patientens smärtupplevelse jämfört med vanlig kanyl och används med fördel på svårstuckna patienter
- lämpliga att använda vid blododling
- ger bättre kontroll över kanylen vid provtagning i tunna vener, såsom de i handens översida
- kanylen har flexibla vingar
- finns med förmonterad hållare!



BD art nr	Storlek	Length	Shield Colour	Avd./Transp. förp.
-----------	---------	--------	---------------	--------------------

### BD Vacutainer® Safety-Lok™ venprovtagningsset

367282	0,8 mm (21G)	19 mm, 178 mm		50/200
367286	0,8 mm (21G)	19 mm, 305 mm		50/200
367284	0,6 mm (23G)	19 mm, 178 mm		50/200
367288	0,6 mm (23G)	19 mm, 305 mm		50/200
367295	0,5 mm (25G)	19 mm, 178 mm		50/200

### BD Vacutainer® Safety-Lok™ venprovtagningsset utan luer adapter

367246	0,8 mm (21G)	19 mm, 305 mm		50/200
367247	0,6 mm (23G)	19 mm, 305 mm		50/200
368383	0,5 mm (25G)	19 mm, 305 mm		50/200

### BD Vacutainer® Safety-Lok™ venprovtagningsset med förmonterad hållare

368654	0,8 mm (21G)	19 mm, 178 mm		25/200
368652	0,8 mm (21G)	19 mm, 305 mm		25/200
368655	0,6 mm (23G)	19 mm, 178 mm		25/200
368653	0,6 mm (23G)	19 mm, 305 mm		25/200