

# Sprutor engångs



## CODAN luer-lock sprutor



Luer-lock sprutor för ökad säkerhet vid hantering av läkemedel med toxisk effekt

### Sortiment

2, 3, 5, 10, 20, 30/35, 50/60, med luer-lockfattning

### Dead space

Storlek	Dead space (ml)
1 ml	0,037
2 ml	0,052
3 ml	0,054
5 ml	0,069
10 ml	0,089
20 ml	0,122
30 ml	0,151
50 ml	0,171

Drygt 30 års erfarenhet från tillverkning av högkvalitativa engångssprutor är en garanti för att CODAN-produkterna motsvarar sjukvårdens höga kliniska krav. CODAN fokuserar ständigt på högsta kvalitetsstandard vid tillverkning för att kunna garantera maximal patientsäkerhet.

## CODAN luer-lock sprutor

### Silikonring

Den unika smala silikonringen ger en jämn och säker injektion och möjlighet till exakt uppdragning av läkemedel

### Ergonomi

Ett ergonomiskt utformat kolvgrepp och cylinder ger ett säkert grepp om sprutan

### Kolvstopp

Säkert och distinkt kolvstopp förhindrar att kolven dras ut för långt

### Dubbel mätskala

Underlättar kontrollen av injicerad eller uppdragen volym

### Polypropylen

Klart genomskinligt polypropylenmaterial gör det enkelt att läsa av volymen i sprutan

### Kolvens diameter

Storlek	Ytterdiameter	Innerdiameter
10 ml	17,3 mm	15,8 mm
20 ml	22,9 mm	21,2 mm

### Steriliseringsmetod

EO

### EN Standard

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN ISO 7886-1.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
	<b>2 ml luer-lock</b>							
622637	Spruta 2ml luer-lock, 0,1ml gradering	100	3200	51200	J	J	S	NEJ
	<b>3 ml luer-lock</b>							
623760	Spruta 3ml luer-lock 0,1ml gradering	100	3200	51200	J	J	S	NEJ
	<b>5 ml luer-lock</b>							
624717	Spruta 5ml luer-lock 0,2ml gradering	100	1600	25600	J	J	S	NEJ
	<b>10 ml luer-lock</b>							
626703	Spruta 10ml luer-lock, 0,5ml gradering	100	1200	19200	J	J	S	NEJ
626706	Spruta 10ml luer-lock, 0,2ml gradering	100	1200	19200	J	J	S	NEJ
626708	Spruta 10ml luer-lock, 1ml gradering	100	1200	19200	J	J	S	NEJ
	<b>20 ml luer-lock</b>							
627704	Spruta 20ml luer-lock, 1ml gradering	50	800	12800	J	J	S	NEJ
	<b>30/35 ml luer-lock</b>							
629555	Spruta 30/35ml luer-lock, 1ml gradering	35	560	8960	J	J	S	NEJ
	<b>50 ml luer-lock</b>							
628426	Spruta 50/60ml luer-lock, 1ml gradering	25	300	4800	J	J	S	NEJ