

Överföringskanyl



Passa till alla typer av läkemedelsflaskor

Codans epokgörande idé; Ett säkert system för steril överföring av lösningar mellan två glasbehållare med hjälp av en speciell överföringskanyl, har nu använts i Sverige i över 20 år.

CODAN över 40-åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi garanterar produkter som är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

Uppdragnings- och blandningskanyler



Överföringskanyl

För steril överföring av lösningar:

- Stabil konstruktion med rejält fingergrepp
- Högklassig ytfinish med god penetration
- "Slutet" system
- Snabbt flöde
- Funktionssäker utan övertryck

Materialspecifikation

Akrylnitril
Silikonolja
Insticksspetsar: 35 mm
Peel-pack

Steriliseringmetod

Gamma

EN standard

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
255300	Överföringskanyl Överföringskanyl	50	600	14400	J	J	S	NEJ