


Product Data Sheet

AQUACEL® Ag Hydrofiber® förband

REF 808736

Version: 29.04.2013, rev.1

Tryckt: 4.7.2013

REF	Storlek	
808736	20 x 30cm	
Material:		
Egenskaper:	AQUACEL® Ag förband består av unik gelbildande Hydrofiber® Teknologi med 1.2% (w/w) joniserat (Ag+) silver som har en bred antimikrobiell effekt mot kända sårpatogener, inkl. multiresistenta bakterier som MRSA (Methicillinresistenta staphylococcus aureus) och VRE (Vancomycinresistenta enterococcer). Används för måttligt till mycket vätskande svårläkta och akuta sår, där risk för infektion eller infektion föreligger.	
Steril produkt:	Ja	
Hållbarhetstid:		
MBA/st:	5	
Avdelningsförpackning/st:	5	
Transportlåda/st:	25	