



Användarvänlig slitstark

3M Instrumentpåsar


3M Instrumentpåsar är framställda i kraftig, genomskinlig polyetylenplast. Påsarna finns i flera storlekar och utföranden för olika tillfällen och kan användas var för sig eller kombineras "lager-på- lager". Påsarna kan fästas, tas bort och återfästas på 3M draperingsmaterial Steri-Drape™ utan att skada materialet.

3M plastprodukter för operation

3M plastprodukter för operation är fria från naturgummilatex. Produkternas utformning och kvalitet är anpassade efter det specifika ändamål de är avsedda för och finns i allt från mycket mjuk kvalitet t.ex i tarpåsar till kraftig och slitstark plast i t.ex instrumentpåsar.

3M Instrumentpåsar

3M Instrumentpåsar är framställda i kraftig, genomskinlig polyetylen plast. Påsarna finns i flera storlekar och utföranden för olika tillfällen och kan användas var för sig eller kombineras "lager-på- lager". Påsarna kan fästas, tas bort och återfästas på 3M draperingsmaterial Steri-Drape™ utan att skada materialet. Instrumentpåsarna finns i tre utföranden, 9097 med en ficka, 1018 med två fickor och 1018L med tre fickor för laparoskopiska instrument. 9097 har en häftande remsa i överkant, medan 1018 och 1018L har häftande remsor i både över och underkant.



Beställningsinformation			
Art nr	Produktbeskrivning	Ant/fp	Fp/lev fp
1018	17 x 29 cm, 2 fickor	10	4
1018L	24 x 46 cm, 3 fickor	10	4
9097	33 x 38 cm, 1 ficka	100	2

