


Kranblock - Multiflow



Vid parenteral nutrition eller administrering av annan lösning som innehåller lipider, kan Swan-Lock användas i upp till 72 timmar.

Dead space och flödes hastighet

Art nr	Dead space (ml)	Flödes hastighet (ml/min)
442012	1,0	120,73
442013	1,7	116,64
442050	0,65	232,89
442118	8,9	85,69
442123	2,06	194,91
442124	2,71	198,39

CODAN över 40-åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi garanterar produkter som är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

Kranblock - Multiflow

Materialspecifikation

Skyddshätta: Polypropylen

Block: Polysulfon

Kranar: Polysulfon/Polyetylen/Polykarbonat/Polybutylen

Hus: Polykarbonat

Förpackning

Steril peel-pack

Steriliseringsmetod

EO

EN standard

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN 8536-9.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
Kranblock								
442050	Kranblock Multiflow 3		50	3150	J	J	S	NEJ
442051	Kranblock Multiflow 5		50	3150	J	J	S	NEJ
Kranblock med integrerad slang								
442123	Kranblock Multiflow 3, 25cm slang DEHP-fri		40	2520	J	N	S	TOTM
442120	Kranblock Multiflow 3, m 150cm slang DEHP-fri		40	2520	J	N	S	TOTM
442100	Kranblock Multiflow 3, m 150cm slang m löstagbar 3-v-kran		40		J	N	S	DEHP
442124	Kranblock Multiflow 5, 25cm slang DEHP-fri		60	1920	J	N	S	TOTM
442119	Kranblock Multiflow 5, m 150cm slang DEHP-fri		18	1134	J	N	S	TOTM
Kranblock med Swan-Lock								
442012	Kranblock Multiflow 3, m Swan-Lock		50	3150	J	J	S	NEJ
442013	Kranblock Multiflow 5, m Swan-Lock		50	3150	J	J	S	NEJ
Kranblock med Swan-Lock och slang								
442121	Kranblock Multiflow 3, m Swan-Lock 150cm slang DEHP-fri		40	2520	J	N	S	TOTM
442118	Kranblock Multiflow 5, m Swan-Lock 150cm slang DEHP-fri		60	1920	J	N	S	TOTM
Hållare för kranblock								
160500	Multifix hållare för kranblock		1	360	J	J	OS	NEJ