

# BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset









BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset eliminerar risken för stickskadorna innan den ens uppstår!


- har ett säkerhetssystem som aktiveras med ett enkelt knapptryck
- denna unika teknologi drar in nålen i en kammare, direkt från venen, utan att förflytta produkten från patienten
- eliminerar risken att sticka sig på nålen efter användning
- ger dig säkerhet efter användning, då du kan fokusera på att ta hand om patienten
- aktivering av säkerhetsfunktionen är begrävtad av ett klick
- produkten har en kammare där blodflödet visar att du ligger rätt i kärlet

BD art nr	Storlek	Längd	Färg	Avd./Transp. förp.
-----------	---------	-------	------	--------------------

## BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset med luer

367338	0,8 mm (21G)	19 mm, 178 mm		50/200
367344	0,8 mm (21G)	19 mm, 305 mm		50/200
367336	0,6 mm (23G)	19 mm, 178 mm		50/200
367342	0,6 mm (23G)	19 mm, 305 mm		50/200
367335	0,5 mm (25G)	19 mm, 178 mm		50/200
367341	0,5 mm (25G)	19 mm, 305 mm		50/200

## BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset utan luer

367326	0,8 mm (21G)	19 mm, 305 mm		50/200
367324	0,6 mm (23G)	19 mm, 305 mm		50/200
367323	0,5 mm (25G)	19 mm, 305 mm		50/200

## BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset med luer och förmonterad hållare

367355	0,8 mm (21G)	19 mm, 178 mm		20/100
368657	0,8 mm (21G)	19 mm, 305 mm		20/100
367354	0,6 mm (23G)	19 mm, 178 mm		20/100
368658	0,6 mm (23G)	19 mm, 305 mm		20/100