

Ambu[®] Aura.i

Larynxmask engångs, steril, anatomisk form, med bitblock, intuberingsbar

- Bitblock, tydligt märkt med stl på mask samt max stl på standard ETT som kan användas vid intubation. Se tabell nedan ang tubstorlek!
- Cuffballongen tydligt märkt med storlek, viktindikation, max tryck samt volym i cuffen.
- Navigationsmärke på undersidan fungerar som guide vid intubation med fiberskop.
- Förstärkt spets på cuffen för att förhindra att den knickas vid införandet.
- MR säker
- Latex fri
- Ftalatfri



Storlek 2 viktindikation 10 – 20 kg
Artikelnummer 329200000

Storlek 2,5 viktindikation 20 – 30 kg
Artikelnummer 329250000

Storlek 3 viktindikation 30 – 50 kg
Artikelnummer 329300000

Storlek 4 viktindikation 50 – 70 kg
Artikelnummer 329400000

Storlek 5 viktindikation 70 - 100 kg
Artikelnummer 329500000

Storlek 6 viktindikation > 100 kg
Artikelnummer 329600000



	Infant		Pediatric		Adult			
Mask size	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Packaging color code	Orange	Grey	Pink	Purple	Green	Yellow	Blue	Red
Patient weight	< 5 kg	5-10 kg	10-20 kg	20-30 kg	30-50 kg	50-70 kg	70-100 kg	>100 kg
Intubation use	•							
Max. ET-tube	3.5	4.0	5.0	5.5	6.5	7.5	8.0	8.0