

ARDO Medical – Engångs Sugsystem ESS.

Enkelt handhavande och optimal säkerhet.

ARDO Medical Engångs Sugsystem ESS är ett prisvärt system som passar alla sugkällor. Ytterbehållaren fästes i standardhållare 5 x 30 mm.

- För uppsamling av vätska, vävnad eller infektiöst sårmaterial.
- Kompakt självstående utförande av solitt fast material.
- Engångsbehållaren är mycket lätt att sätta i ytterbehållaren.
- Tack vare det hydrofoba filtret skyddas vacuumkällan från överfyllnad och kontamination.
- Finns utan hydrofobt filter för seriekoppling.
- Flergångsbehållare av glasklar, autoklaverbar polykarbonat.
- Mycket enkelt handhavande tack vare icke förväxlingsbara slanganslutningar.
- För varje användningsområde finns en lämplig storlek, 1-lit, 2-lit och 3-lit.
- 2-lit. behållaren finns även med gelermedel.
- Engångsbehållare av polyeten ger miljövänlig avfallshantering.



Artikeldata.

Engångs sekretbehållare, självstående, graderad, enkelt utbytbar.

- 50.00.100 1-lit. med filter och standardanslutning.
- 50.00.102 3-lit. med filter och standardanslutning.
- 50.00.108 2-lit. med filter och stor anslutning, 12,5mm.
- 50.00.107 2-lit. utan filter, för seriekoppling av sugpåsar (blå)



Vänd!

Almedo AB

Er samarbetspartner när det gäller
medicinska vacuumpumpar

Engångs sekretbehållare – compact, enkelt utbytbar.

- 50.00.117 2-lit. med filter och standardanslutning.
- 50.00.118 2-lit. med filter, gelergranulat och standardanslutning.



**Flergångsbehållare av glasklar, graderad, autoklaverbar (till 121°C)
polykarbonat.**

- 50.00.103 1-lit.
- 50.00.104 2-lit.
- 50.00.105 3-lit.



**Behållare för små vätskemängder och för
uppsamling av vävnadsprover.**

- 50.00.110 Engångsbehållare, 400 ml, inklusive förbindelseslang.
- 50.00.111 Engångs uppsamlingspåse (kan endast användas tillsammans med engångsbehållare 400 ml).



**Universalhållare till olika skenprofiler,
med standardhållare 5x30 mm.**

- 50.00.106 Universalhållare.



**Omslagsventil, för att snabbt växla mellan flaskor kopplade till sugen.
Med standardhållare 5x30 mm. Tillverkad i rostfritt stål, isärtagbar för
rengöring.**

- 50.00.99 Omslagsventil



**Totalfilter till sugar, kombinerat bakteriefilter/stoppfilter för att
hålla föroreningar och vätska utanför sugsystemet.
Ett effektivt sätt att skydda sitt sugsystem.**

- 50.00.05 Totalfilter



Almedo AB

Björkvägen 10
182 46 Enebyberg

Tel. 08 – 758 25 70
Fax. 08 – 758 11 25

info@almedo.se
www.almedo.se