


Product Data Sheet

Burk med skruvlock f sputumprov

REF 216-0596



Tryckt: 16.6.2015

REF		
216-0596	30 mL	
Material:	Kristallklar burk i PS med skruvlock i HDPE.	
Egenskaper:	Med tom vit etikett. 25x91 mm. Tillverkad under aseptiska betingelser i en klass II renrumsmiljö. Endast för engångsbruk Temperaturområde -20 till +60 ° C	
Steril produkt:	Nej	
Hållbarhetstid:		
MBA/st:	10	
Avdelningsförpackning/st:	10	
Transportlåda/st:	400	