

Microvette® 100 och Microvette® 200



- Hygienisk och säker kapillärprovtagning tack vare End-to-End-principen
- Förpackningen förvaras väl tillsluten och i rumstemperatur
- Rörförlängare som möjliggör primärrörsanalys finns som tillbehör

Benämning	Artikelnummer	Inner / ytterfrp (st)
Microvette® 100, Kalium-EDTA (K3)	20.1278.100	100 / 1000
Microvette® 100, Serum	20.1280.100	100 / 1000
Microvette® 100, Li-heparin	20.1282.100	100 / 1000
Microvette® 200, Serum	20.1290.100	100 / 1000
Microvette® 200, Li-heparin	20.1292.100	100 / 1000
Microvette® 200, Glukos	20.1289.100	100 / 1000
Microvette® 200, Serum-gel	20.1291	100 / 1000
Microvette® 200, K2-EDTA	20.1286.101	100 / 1000
Rörförlängare för Microvette, 75x13 mm, PP	55.525.003	250 / 2000
Rörförlängare för Microvette, 75x13 mm, PP, brun	55.525.002	250 / 2000