


**283.025 Dunk PE 2,5 lit m bygelhandtag P50**

Förpackningar avd/trp/bulk	48	48
-----------------------------------	----	----

303.0250 Burk PE stor öppn 250 ml

Rund burk av LDPE i kraftigt utförande med stor öppning.
God täthet.

Förpackningar avd/trp/bulk	10	260
-----------------------------------	----	-----

**324.0200 Provb Burk TB-prover 200 ml**


Enstyckspackad provburk för ventrikelskjöljvätska för TB-analys

Förpackningar avd/trp/bulk	12	60
-----------------------------------	----	----

**324.1092 Kartong f trp-burk 500 UN2814 PI 602. Etikett 6110**


Kartong för transportburk 500 med etikett varningsmärke för UN 2814. Typgodkänd för klass 6.2, smittförande ämnen. Etikett för un2814 medföljer. Också godkänd för ämnen i klass 6.1 och genmanipulerade ämnen klass 9. 100x100x180 mm. Täcketikett 324.6110

Förpackningar avd/trp/bulk	24	96	192
-----------------------------------	----	----	-----

**324.1093 Kartong f trp-burk 500 UN3373 enl PI 650**

Kartong för en transportburk 500 eller trp-hylsor, märkt UN3373 Biological Substance Category B. Med typgodkännande. Uppfyller förpackningsinstruktion 650.
Minimått 100x100x180 mm

Förpackningar avd/trp/bulk	24	96	192
-----------------------------------	----	----	-----

**324.1120 Absorbpåse 20 ml för provrör**

Plastad påse med absorb. Absorbkapacitet 20 ml, 60x140 mm. Används i transportburk då flera rör sampackas. Påsen uppfyller två regelkrav: absorb av läckage samt skyddar andra, sampackade provrör.

Förpackningar avd/trp/bulk	100	800	5000
-----------------------------------	-----	-----	------

**324.2001 Absorbrondell 200 ml D 64 mm. För trp-burk 500**

Absorbkudde 200 ml med diameter som passar transportburkarna.

Förpackningar avd/trp/bulk	24	288
-----------------------------------	----	-----

**324.2003 Absorbremsa 15 ml för trp-hylsa**

Absorbremsa 15 ml, 20x200 mm för transporthylsa


Förpackningar avd/trp/bulk	280	4480
-----------------------------------	-----	------



**324.2359 Kylbox 3 lit med kartong märkt UN3373**

Typgodkänd kartong med kylbox 3 liter med förtryckt varningsmärke UN3373. I kombination med transportburk 500 uppfyller denna förpackning också kraven för UN2814. Etikett för UN2814 art.nr 324.6110 skall då överklistras UN3373.

Förpackningar avd/trp/bulk 20 20 120

**324.4002.2 Provlåda 650 A variant Västra Götaland**


Biltransportlåda för diagnostiska prover, un 3373, enligt ADR förpackningsinstruktion 650. Insatser finns för provrör, transporthylsor mm. Transportburk 500 och 800 ryms i lådan. En yttre hållare "CK" för adresskort av typ kreditkort och 2 inre förvaringshållare för 10 kort. Inre LxBxH: 28 x 18 x 13,5 cm

Förpackningar avd/trp/bulk 30 30

**324.4003.2 Provlåda 650 B variant Sahlgrenska**


Biltransportlåda för diagnostiska prover, un 3373, enligt ADR förpackningsinstruktion 650. Insatser finns för provrör, transporthylsor mm. Transportburk 500 och 800 ryms i lådan. En yttre hållare "CK" för adresskort av kreditkortstyp och 2 inre förvaringshållare för 10 kort. Inre L x B x H: 33x25x16

Förpackningar avd/trp/bulk 30 30

**324.4502 Stödkors för transportburk**


Stödkors av plast för indelning av transportburkarna i fyra kamrar då flera provrör packas i transportburk 500. Krav vid ämnen av UN2814.

Förpackningar avd/trp/bulk 24 96

**324.5001 Transportburk 500 ml 95 kPa****Leakproof at 95 kPa**

Transportburk 500, längd 155 mm. Med ytteremballagen kartong 1092 och 2351 bildas godkända emballage för UN2814. Med övriga ytteremballage bildas 650-förpackningar för UN3373.

Förpackningar avd/trp/bulk 24 96 288

**324.5505.1 Transporthylsa utan absorb****Leakproof at 95 kPa**

Transporthylsa, utan absorb. Längd 128 mm, diameter 28 mm. Öppningsdiam 22 mm.

Förpackningar avd/trp/bulk 50 850 17000

**324.5506.1 Transporthylsa med absorb****Leakproof at 95 kPa**

Transporthylsa med absorbent. Längd 121 mm, diameter 28 mm. Öppningsdiam 22 mm. Kan användas i biltransportlådan varvid denna kombinationen utgör ett typgodkänt emballage för klass 6.2, smittförande ämnen typ a) och klass 6.1, giftiga ämnen.

Förpackningar avd/trp/bulk 50 850 17000

**324.6110 Etikett 50 mm papper UN2814 PI602 8/ark**

Ark med 8 etiketter av papper med varningssymbol un 2814. Märkning på försändelser med prover klassificerade i un 2814. Märket 50x50 mm. Mått 74x104 mm Täcker förtryckt varningsmärke un 3373.

Förpackningar avd/trp/bulk 8 80 800






Noax Sys AB

Förpackningar för diagnostiska prover
och annat farligt gods enligt ADR,
IATA/DGR, ICAO-TI. Dec 2012

401.0430 Plastpåse 30/22x45 cm för provlåda 650A

Plastpåse med bälg. Mått: 30/22x45 cm. Passar till provlådor 650A. Rymmer 2 insatser.

Förpackningar avd/trp/bulk 100 500



401.0440 Plastpåse 40/36x58 cm för provlåda 650B

Plastpåse med bälg. Mått: 40/36x58 cm. Passar till provlådor 650A och B. Rymmer 2 insatser.

Förpackningar avd/trp/bulk 100 500

