

ZOLL AED hjärtstartare tillbehörlista

INNEHÅLL

- 2 | Defibrilleringselektroder & elektroder
- 3 | Diverse tillbehör
- 4 | Förvaring
- 5 | Hjärtstartarskåp
- 6 | Skyltning
- 7 | Övningstillbehör





8000.0839



8900.0003.27



8900.0002.70



8900.0400 / 8900.0402



8900.0800.01



8900.0801 / 8900.0802.01



8900.0810.01

Defibrilleringselektroder & elektroder

			PLUS	PRO	AED 3
8000.0839	AED Pro EKG kabel. Europeisk. 3-avl EKG kabel	1 st		X	
8900.0003.27	EKG elektroder till AED Pro	Box med 30 st		X	
8900.0002.70	CPR Uni-Padz II universal defibrilleringselektroder med feedback. Barn/vuxen. 5 års hållbarhet	1 st			X
8900.0400	CPR Stat-Padz elektrod med feedback. Vuxen. 2 års hållbarhet	Kartong med 8 st	X	X	X
8900.0402	CPR Stat-Padz elektrod med feedback. Vuxen. 2 års hållbarhet	1 st	X	X	X
8900.0800.01	CPR-D Padz elektrod med feedback. Vuxen. 5 års hållbarhet	1 st	X	X	X
8900.0801.01	Stat-Padz II elektrod. Vuxen. 2 års hållbarhet	1 st	X	X	X
8900.0802.01	Stat-Padz II elektrod. Vuxen. 2 års hållbarhet	Kartong med 12 st	X	X	X
8900.0810.01	Pedi-Padz barnelektrod. 1<8 år eller <25 kg. Justerar auto. energinivå. 2 års hållbarhet	1 st	X	X	X





8000.0006.96



8000.0807.01



8000.0808.01



8000.0860.01



8019.0535.01



8200.000100.22



8900.0807.01

Diverse tillbehör

			PLUS	PRO	AED 3
8000.0006.96	AED 3 batteri	1 st			X
8000.0807.01	Type 123A litium-mangan batterier. Minst 5 års livslängd i standby	Paket med 10 st	X		
8000.0808.01	PASS cover (lock) till AED Plus	1 st	X		
8000.0860.01	AED Pro ej uppladdningsbart litiumbatteri. 5 års hållbarhet	1 st		X	
8019.0535.01	AED Pro uppladdningsbart litiumbatteri. 3 års livslängd	1 st		X	
8200.000100.22	SurePower II batteriladdningsstation till 8019.0535.01	1 st		X	
8900.0807.01	CPR-D första hjälpen kit. Inkl. bl.a. sax, rakhyvel, engångshandskar	1 st	X	X	



8000.0012.50



8000.0012.53



8000.0012.54



8000.0012.55



8000.0012.66



8000.0802.01



8000.0809



8000.0810.01



8000.0832.01




8000.0875.32

Förvaring

			PLUS	PRO	AED 3
8000.0012.50	AED 3 väska	1 st			X
8000.0012.53	AED 3 hård väska. Pelikan. Liten	1 st			X
8000.0012.54	AED 3 hård väska. Pelikan. Stor	1 st			X
8000.0012.55	Väggfäste till AED 3	1 st			X
8000.0012.66	Väggfäste till AED 3. Plats till AED 3 med väska	1 st			X
8000.0802.01	Bärväska till AED Plus. Utrymme för extra elektrod	1 st	X		
8000.0809	Väggfäste till AED Plus	1 st	X		
8000.0810.01	AED Pro väska. Standard. Plats till extra batteri	1 st		X	
8000.0832.01	AED Pro väska. Vinyl. Plats till extra batteri. Elektrod och 3-avl EKG kabel	1 st		X	
8000.0875.32	AED Pro hård väska. Pelikan	1 st		X	
918-case	AED 3 värmväska med 12V laddare för fordon (Lansering hösten 2019)	1 st			X
918-batt	Batteribackup 8-10 tim. Passar till 918-case (Lansering hösten 2019)	1 st			X
918-key	Nyckellås. Passar till 918-case (Lansering hösten 2019)	1 st			X
1042.1000.03	AED 3 fordonsfäste 10 G	1 st			X





CX-OD-GN-SE



CX-OD-WE-SE



CX-OD-GY-SE



CX-ID-B-SE



CA HSS100



CA HSS100P



CA HSS100GSM



CA HSS101GSM



8000.0855



8000.0012.56




Aivia100-SE



Aivia200-SE

Hjärtstartarskåp

			PLUS	PRO	AED 3
CX-OD-GN-SE	Cabix Outdoor AED skåp. Utomhus. Larm. Ljus. Värme. Klimatstyrning. Strömsparand. Grön	1 st	X	X	X
CX-OD-WE-SE	Cabix Outdoor AED skåp. Utomhus. Larm. Ljus. Värme. Klimatstyrning. Strömsparand. Vit	1 st	X	X	X
CX-OD-GY-SE	Cabix Outdoor AED skåp. Utomhus. Larm. Ljus. Värme. Klimatstyrning. Strömsparand. Grå	1 st	X	X	X
CX-ID-B-SE	Cabix Indoor AED skåp. Inomhus. Larm. Batteriindikator	1 st	X	X	X
CA HSS100	HSS100 AED skåp. Utomhus. Larm. Ljus. Värme. Fläkt.	1 st	X	X	X
CA HSS100P	HSS100P AED skåp. Utomhus. Larm. Ljus. Värme. Fläkt. Extrem kyla (-40 °C)	1 st	X	X	X
CA HSS100GSM	HSS100GSM AED skåp. Utomhus. Larm. Ljus. Värme. Fläkt. GSM/SMS kommunikation	1 st	X	X	X
CA HSS101GSM	HSS101GSM AED skåp. Utomhus. Larm. Ljus. Värme. Fläkt. GSM/SMS kommunikation. AED sensor	1 st	X	X	X
CA HSSST2	Markfäste i rostfritt stål. Passar till CA HSS100	1 st	X	X	X
CA HSS STRS	Markfäste i rostfritt stål. Passar till CA HSS101GSM	1 st	X	X	X
8000.0855	ZOLL AED Plus väggska. Inomhus. Stålska. Larm	1 st	X		
8000.0012.56	ZOLL AED 3 väggska. Inomhus. Stålska. Larm	1 st			X
Aivia100-SE	Väggska Aivia 100. Inomhus. Larm. Ljus	1 st	X	X	X
Aivia200-SE	Väggska Aivia 200. Utomhus. Larm. Ljus. Värme	1 st	X	X	X



2105



3175



3001-SE



3202-SE



3203-SE



3204-SE / 3205-SE



3206-SE




3207-SE



Skyltning

			PLUS	PRO	AED 3
2105	AED Poster. A4. Instruktioner vid hjärtstopp	1 st	X		
3175	AED Skyltfäste till A4 skylt. Fäster på vägg med klister	1 st	X	X	X
3001-SE	AED Skylt med dubbelsidigt tryck. A4. Hård. Lysande	1 st	X	X	X
3202-SE	AED label/klisteretikett. 297 x 105 mm. Höger pil	1 st	X	X	X
3203-SE	AED label/klisteretikett. 297 x 105 mm. Vänster pil	1 st	X	X	X
3204-SE	AED label/klisteretikett. A4	1 st	X	X	X
3205-SE	AED label/klisteretikett. A5	1 st	X	X	X
3206-SE	AED label/klisteretikett. 6 x 9 cm. Dubbelsidig	1 st	X	X	X
3207-SE	AED label/klisteretikett. 400 x 100 mm	1 st	X	X	X





185.10050



8000.0009.25



8008.0050.22



8028.0000.0122



8900.0002.74



8900.0008.6101



8900.0190



8900.0195



8900.0803.01



8900.0804.01



8900.0805.01



8900.5007

Övningstillbehör

			PLUS	PRO	AED 3	Trainer 2	AED 3 trainer
185.10050	Shocklink System (adapter 05.10100 är nödvändig)	1 st	X	X	X		
05.10100	Heartstart Elektrode adapter till ZOLL AED hjärtstartare	1 st	X	X	X		
8000.0009.25	AED simulator. Kopplas till skarp ZOLL AED hjärtstartare. Engelsk	1 st	X	X	X		
8000.0804.01	Universal simulator kabel	1 st	X				
8008.0050.22	Trainer 2 träningsapparat. Inkl. CPR-D träningselektrod och ett par klisterdelar	1 st				X	
8028.0000.0122	AED 3 Trainer komplett	1 st					X
8900.0002.74	CPR Uni-Padz II övningselektroder med simulator koppling. Kopplas till skarp ZOLL AED 3	1 st			X		
8900.0002.75	Klisterdelar till CPR Uni-Padz II. Passar till 8900.0002.74	Kartong med 8 st			X		
8900.0002.68	CPR Uni-Padz testkabel (connects AED 3 to defibrillator analyser)	1 st			X		
8900.0008.6101	Pedi-Padz II Träningselektrod till Trainer 2. Till barn	Kartong med 6 st				X	
8900.0190	CPR Stat-Padz Träningselektrod med simulatorkontakt	1 st	X	X			
8900.0195	Klisterdelar till CPR Stat-Padz träningselektrod. Passar till 8900.0190	Kartong med 8 st	X	X			
8900.0803.01	Klisterdelar till CPR-D träningselektrod. Passar till artikelnr. 8900.0804.01 og 8900.5007	Kartong med 5 st	X	X		X	
8900.0804.01	CPR-D Träningselektrod till Trainer 2	1 st				X	
8900.0805.01	Stat-Padz II Träningselektrod till Trainer 2. Vuxen	Kartong med 6 st				X	
8900.5007	CPR-D Demo/träningselektrod med simulatorkontakt. Koppling till AED Plus och simulator	1 st	X	X			