

## Kryorör 1,5 och 2 mL



1,5 ml utan fot



2 ml med fot

- Kryorör, koniskt med eller utan fot och med eller utan skruvlock med O-ring
- För transport, förvaring och provhantering
- Rör och lock tillverkade i högkvalitativ polypropylen (PP)
- Autoklaverbara vid 121°C
- Med räfflor som möjliggör enhandsfattning i kombination med Sarstedts ställ för kryorör
- Rör med gradering: från 0,25 ml till 1,25 ml i steg om 0,25 ml
- På sterila rör är locken monterade på rören

Artikelnr	Benämning	Inner/ytterfp (st)
72.692.005	Kryorör 1,5 mL, sterilt, med locken monterade, utan fot	100/1000
72.609	Kryorör 2 mL, <b>utan lock</b> , med fot	500/5000
72.693.005	Kryorör 2 mL, sterilt, med locken monterade, utan fot	100/1000
72.694.006	Kryorör 2 mL, med skrivyta och gradering, sterilt, med locken monterade, med fot	100/1000