

# Duo-Band® 220

*Identitetsband för mor och barn  
Bandlåsning med knapp, specialband*



## Användningsområde

Duo-Band® serie 220 är ett set med 2 band avsett att användas på förlossningsavdelningen för identifiering av MOR och BARN.

## Bandlåsning

Bandlåsningen görs med hjälp av en säkerhetslåsknapp i plast. När knappen har stängts går den inte att öppna igen.

## Parvis ihopsatta, numrerade

Duo-Band® är speciella band för förlossningsavdelningen. Ett set Duo-Band® består av ett band för modern och ett för barnet och banden har samma förtryckta serienummer.

Tryckningen av serienumren görs med specialutrustning och kontrollen är mycket omfattande.


## Material

Duo-Band® är tillverkat av polyvinylklorid och är FTALATFRI. Banden är mycket mjuka och alla bandkanter är jämna och helt runda. Den sida som ligger mot huden är korrugerad vilket ger minimal hudkontakt och maximal ventilation under bandet. Bandet finns endast i vitt.

## Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Art nr	Beskrivning	Avd förp	Trpt förp
220-11-PDK-XXXX	Duo-Band® 220-11, vitt	150 par	Behov

Duo-Band® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.



medical

Tillverkarvägen 5  
187 66 Täby  
Tel: 08-732 04 80  
Fax: 08-732 63 63  
www.lbmedical.se  
info@lbmedical.se