

**077.0125** Behållare 0,25 liter, polysulfon  
Överströmningsbehållare



**077.0440** Lock till behållare litet, Ø 6-10 mm  
Med konisk patientanslutning  
och överströmningskydd



**077.0430** Lock till behållare stort, Ø 10-14 mm  
Med konisk patientanslutning och  
överströmningskydd



**077.0564** Vävnadsfälla, patientanslutning, Ø 10-14 mm  
10-pack



**077.0084** Sugpåse 1,5 liter, med gelgranulat  
Transportförpackning: 30 st.



**077.1018** Hankoppling, rak  
10-pack



**077.1019** Hankoppling, vinklad 90°  
10-pack



**077.1013** Fästclips till flergångssystem och  
överströmningsbehållare  
10-pack



**077.1021** Överströmningsskydd, flottör  
10-pack



**077.0094** Vävnadsfälla, engångssystem  
10-pack

