

PRODUKTINFORMATION-WALLACE®



LIVMODERRING

- Tillverkad av flexibel PVC
- För rengöring rekommenderas mild tvållösning
- Ringen mjuknar vid nedsänkning i varmt vatten vilket underlättar att trycka ihop den till formen av en åtta
- Endast avsedd för 6 månaders användning och bör kasseras och ersättas med ny efter denna tid
- Finns i sexton storlekar från 50 mm upp till 110 mm (ytterdiameter)
- Individuellt förpackade i påsar som är lätta att öppna
- Hygienförpackad



| Benämning | Storlek Ø (mm) | Art nr | Avdfp/st |
|--------------|----------------|-------------|----------|
| Livmoderring | 50 | 700/300/050 | 10 |
| Livmoderring | 53 | 700/300/053 | 10 |
| Livmoderring | 56 | 700/300/056 | 10 |
| Livmoderring | 59 | 700/300/059 | 10 |
| Livmoderring | 62 | 700/300/062 | 10 |
| Livmoderring | 65 | 700/300/065 | 10 |
| Livmoderring | 68 | 700/300/068 | 10 |
| Livmoderring | 71 | 700/300/071 | 10 |
| Livmoderring | 74 | 700/300/074 | 10 |
| Livmoderring | 77 | 700/300/077 | 10 |
| Livmoderring | 80 | 700/300/080 | 10 |
| Livmoderring | 85 | 700/300/085 | 10 |
| Livmoderring | 90 | 700/300/090 | 10 |
| Livmoderring | 95 | 700/300/095 | 10 |
| Livmoderring | 100 | 700/300/100 | 10 |
| Livmoderring | 105 | 700/300/105 | 10 |
| Livmoderring | 110 | 700/300/110 | 10 |