



Simplastic

3-vägs hematurikateter

Postoperativ hematurikateter

Hematurikateter av PVC med latexballong, för kontinuerlig spolning. Längd 400 mm. Katetrarna har en ventil passande luer- och luer-lock spruta. Rekommenderad kvarliggandetid 1 - 3 dagar. Steril, för engångsbruk.

Artikelnummer	Storlek ch	Spets	Ballong ml	Avd. förp.
663230-18	18	Whistle tip	30	10
663230-20	20	Whistle tip	30	10
663230-22	22	Whistle tip	30	10
663230-24	24	Whistle tip	30	10
664130-16	16	Couvelaire	30	10
664130-18	18	Couvelaire	30	10
664130-20	20	Couvelaire	30	10
664130-22	22	Couvelaire	30	10
664130-24	24	Couvelaire	30	10
664176-18	18	Couvelaire	75	10
664176-20	20	Couvelaire	75	10

Artikelnummer	Storlek ch	Spets	Ballong ml	Avd. förp.
664176-22	22	Couvelaire	75	10
664176-24	24	Couvelaire	75	10
664230-20	20	Mercier	30	10
664230-22	22	Mercier	30	10
664230-24	24	Mercier	30	10
664330-18	18	Nelaton	30	10
664330-20	20	Nelaton	30	10
664330-22	22	Nelaton	30	10
664330-24	24	Nelaton	30	10
664530-18	18	Dufour	30	10
664530-20	20	Dufour	30	10
664530-22	22	Dufour	30	10
664575-18	18	Dufour	75	10

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2018-01