

Uretärkatetrar

Uretärkateter mjuk 1 öga

Uretärkateter mjuk, cm-graderad, röd/grön markering för höger/vänster, adapter är bipackad samtliga katetrar. Katetern är röntgentät och är som standard försedd med en stålmandrin. Längd ca. 70 cm. Steril, för engångsbruk. Material: PVC. Latexfri.



Artikelnummer	Storlek ch	Spets	Ögon	Avd.förp.
223600-3	3	Nelaton	1	10
223600-4	4	Nelaton	1	10
223600-5	5	Nelaton	1	10
223600-6	6	Nelaton	1	10
223600-7	7	Nelaton	1	10
223600-8	8	Nelaton	1	10
223600-9	9	Nelaton	1	10

Uretärkateter standard 1 öga

Uretärkateter, cm-graderad, röd/grön markering för höger/vänster, adapter är bipackad samtliga katetrar. Katetern är röntgentät och är som standard försedd med en stålmandrin. Längd ca. 70 cm. Steril, för engångsbruk. Material: PVC. Latexfri.



Artikelnummer	Storlek ch	Spets	Ögon	Avd.förp.
223602-3	3	Nelaton	1	10
223602-4	4	Nelaton	1	10
223602-5	5	Nelaton	1	10
223602-6	6	Nelaton	1	10
223602-7	7	Nelaton	1	10
223602-8	8	Nelaton	1	10
223602-9	9	Nelaton	1	10
223602-10	10	Nelaton	1	10
223602-12	12	Nelaton	1	10

Uretärkateter standard 2 ögon

Uretärkateter, cm-graderad, röd/grön markering för höger/vänster, adapter är bipackad samtliga katetrar. Katetern är röntgentät och är som standard försedd med en stålmandrin. Längd ca. 70 cm. Steril, för engångsbruk. Material: PVC. Latexfri.



Artikelnummer	Storlek ch	Spets	Ögon	Avd.förp.
223606-3	3	Nelaton	2	10
223606-4	4	Nelaton	2	10
223606-5	5	Nelaton	2	10
223606-6	6	Nelaton	2	10
223606-7	7	Nelaton	2	10
223606-8	8	Nelaton	2	10