

Starkt, blått lågluddande

3M™ Steri-Drape™ TUR/Urologiset 1081PD

TUR/Urologiset 1081PD är framställt i slitstarkt och lågluddande Steri-Drape™ non-woven material. Designen på TUR/Urologilakanet möjliggör en lätt applicering och ger en optimal passform med långa rymliga benpåsar. Setet består av ett TUR/Urologilakan, ett instrumentbordslakan och fyra st pappershanddukar.

Tack vare en vidareutveckling av vårt TUR/Urologilakan, erbjuder vi nu benpåsar med non-woven sidan på insidan av benpåsen, vilket gör att den glider lättare vid appliceringen.

Uppsamlingspåsen med sil och häftande yta för fixering mot kirurgens rock säkerställer god kontroll av både preparat, blod och spolvätskor. Utflödesporten i ett stycke är placerad baktill för att förhindra stopp i utflödet.




3M™ Steri-Drape™

Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret.

Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som det välkända Micropore™, som efter 49 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar.

Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär. Materialet består av polypropylen laminerat med polypropylen och är mellan absorberande, vilket är tillräckligt vid de flesta typer av ingrepp. Vid behov kan det kompletteras med högabsorberande cellulosadukar där det behövs, som kan kastas efter hand. På så vis minimeras ytor med cellulosabaserat material med kortare fibrer, och risken för fibersläpp minimeras. Så får du en renare, tryggare och tåligare drapering.



Beställningsinformation			
Art nr	Produktbeskrivning	Antal set/ fp	Antal fp/lev fp
1081PD	<ul style="list-style-type: none">1 st TUR/Urologilakan 152 x 200 cm1 st instrumentbordslakan 200 x 150 cm4 st pappershanddukar	7 set	2 fp

