









# Blodaggregat till Alaris GP

## 60393E

- 1 Spike (ventilerad(e)/oventilerad(e))
- Droppkammare i slang
- Nålfritt system
- Fyllnadsvolym 27 ml
- 275 cm Aggregatlängd
- Bore 3 mm Diameter
- 2 SmartSite® -ventil Y-port
- 1 klämma/or
- 1 Rullklämma
- Alaris® säkerhetskämma
- Hydrofobiskt luftfilter
- Pumpsegment av silikon
- Polyvinylklorid (PVC)



 30	 20	 200µm	 2	 1 Han-luer	 Latexfri	 DEHP-fri
Droppkammrarfilter			SmartSite® -ventil Y- port			