


Nålfritt system ▾ Dedikerade aggregat ▾ Aggregat ▾

[Hemsida](#) · [Produktsökning](#) · [Alaris™ GP Series Primary infusion set with 15µm chamber filter](#)

Alaris® GP-serien primärt infusionsaggregat med 15µm filter i droppkammare

60693E

- Nålfritt system
- 255 cm Aggregatlängd
- Fyllnadsvolym 23 ml
- Bore 3 mm Diameter
- 1 Droppkammare med spike
(ventilerad(e)/oventilerad(e))
- Droppar per ml 20
- Hydrofobiskt luftfilter (med lock)
- 15 µm Droppkammарfilter
- 1 SmartSite® -ventil Y-port
- 1 Rullklämma
- Alaris™ säkerhetsklämma
- Pumpsegment av silikon
- 1 Han-luer
- Polyvinylklorid (PVC)
- Materialet innehåller inte naturgummi
- DEHP-fri
- Kvantitet 80

CE